

Etiketten drucken mit LabXpert: Anleitung zur Verwendung von PDF-Readern

Empfehlungen und Start.....	2
Extra PDF-Reader installieren.....	2
PDF-Reader als Standard einstellen:.....	2
Richtiges Druck- und Etiketten Format wählen.....	3
Einstellungen im Etiketten-Assistenten.....	4
Druckeinstellungen.....	5
Druckeinstellungen für Adobe-Reader.....	5
Druckeinstellungen für Foxit Reader.....	7

Empfehlungen und Start

Extra PDF-Reader installieren

Verwenden Sie bevorzugt einen PDF-Reader wie z.B.


- [Foxit-Reader](#) oder
- [Adobe Acrobat Reader](#)

Den entsprechenden Download-Link erhalten Sie, indem Sie auf einen der beiden PDF-Reader klicken. Stellen Sie sicher, dass Sie den PDF-Reader erfolgreich installiert haben.


PDF-Reader als Standard einstellen:

[Hier](#) ist eine kurze Anleitung, wie man unter Windows einen PDF-Reader als Standard festlegen kann:

1. Überprüfen Sie zuerst, ob bereits ein PDF-Reader auf dem Computer installiert ist.
2. Nachdem Sie einen PDF-Reader installiert haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige PDF-Datei auf Ihrem Computer.



3. Wählen Sie im Kontextmenü "Öffnen mit" und wählen Sie mit einem Klick Ihren installierten PDF-Reader aus.
4. Klicken Sie danach auf "Andere Apps auswählen". Es öffnet sich folgendes Fenster:



5. Aktivieren Sie nun das Kontrollkästchen:

"Immer diese App zum Öffnen von .pdf-Dateien verwenden".


6. Nun auf die Schaltfläche "OK" klicken, um die Änderungen zu speichern.

Ab jetzt sollten alle PDF-Dateien standardmäßig mit dem ausgewählten PDF-Reader geöffnet werden. Dies ist sofort überprüfbar, indem eine beliebige PDF-Datei doppelt angeklickt wird und sie daraufhin mit dem richtigen Programm geöffnet wird. Bitte beachten Sie, dass die genauen Schritte je nach Windows-Version leicht variieren können, im Allgemeinen sind sie sehr ähnlich.

Richtiges Druck- und Etiketten Format wählen


Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Etikettenformat zu den tatsächlich verwendeten Etiketten passt.

Im Bereich des Herstellungsprotokolls haben wir 2 Etikettenformate vorbereitet:



Bitte überprüfen Sie, ob die von Ihnen verwendeten Etiketten (auf der Verpackung oder auf der Rückseite der Etiketten abzulesen) zum jeweils ausgewählten Format passen.

Einstellungen im Etiketten-Assistenten



1	Etikettenformat prüfen und ggf. ändern
2	Schriftgröße ggf. anpassen
3	auf "Vorschau aktualisieren" klicken, ggf. noch Änderungen vornehmen und nochmals auf "Vorschau aktualisieren" klicken
4	auf "Etikett als PDF speichern" klicken

Das Etikett öffnet sich nun im zuvor ausgewählten PDF-Reader.


Druckeinstellungen

Überprüfen Sie die Druckeinstellungen in Ihrem jeweiligen PDF-Reader, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen. Sie können das Papierformat, die Ausrichtung, die Anzahl der Kopien und andere Optionen anpassen.

Druckeinstellungen für Adobe-Reader


Sie haben das Etikett mit dem Adobe-Reader geöffnet.

Klicken Sie nun über das Menü auf "Drucken":



Es öffnet sich das Druckdialog-Fenster.

Beachten Sie folgende Einstellungen und ergänzen diese ggf. in Ihrem Programm. Mit der Druckvorschau können Sie nach jeder Änderung überprüfen, wie das Etikett aussieht:



1	Wählen Sie den richtigen Drucker aus, vorzugsweise einen Labeldrucker
2	Radiobutton: Anpassen aktivieren
3	Checkbox "Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen" aktivieren
4	Ausrichtung "Auto" wählen, Alternativ auch "Querformat"
5	Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Format (siehe oben im Etiketten-Assistenten) gewählt haben. Die unter 5. angegebenen Zahlen unterscheiden sich geringfügig von den Angaben "89x36mm bzw. 89x28mm". Überprüfen Sie hier in der Bildvorschau, ob alle Informationen auf dem Etikett vorhanden sind.
6	Drucken Sie das Etikett aus

Druckeinstellungen für Foxit Reader


Sie haben das Etikett mit dem Foxit-Reader geöffnet.

Klicken Sie nun über das Menü auf "Drucken".



Es öffnet sich anschließend ein Druckdialog-Fenster.

Beachten Sie folgende Einstellungen und ergänzen diese ggf. in Ihrem Programm. Mit der Druckvorschau können Sie nach jeder Änderung überprüfen, wie das Etikett aussieht:



1

Wählen Sie den richtigen Drucker aus, vorzugsweise einen Labeldrucker

2

Foxit-Reader erkennt das tatsächlich eingelegte Papier (Etikettenformat). Prüfen Sie hier, ob die Werte von "Dokument" und "Papier" zusammenpassen

3

Hier den Radiobutton "Keine" auswählen

4

Drucken Sie das Etikett aus.